

HIDRO HEALTH

CONTACT LENSES

AMPLIA GAMA DE DISEÑOS, MATERIALES Y PARÁMETROS

COMODIDAD E INNOVACIÓN



DISOP

HIDRO HEALTH

BIOFRESH

- ✓ *Reemplazo mensual*
- ✓ *Filtro UV*
- ✓ *Asféricas*

Características

Comodidad

- Proceso de fabricación que permite un diseño del borde redondeado.

Amplitud de parámetros

- Gran amplitud de parámetros disponibles.

Diseño

- Asférico.

Especificaciones de producto

De +8,00 a -10,00

Material	Ocufilcon D
Hidratación	55%
Radio	8,60 y 8,90 mm (potencias negativas) y 8,80 mm (potencias positivas)
Diámetro	14,20 mm
Potencias	-0,25 a -6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,50 a -10,00 (en pasos de 0,50 D) +0,25 a +5,00 (en pasos de 0,25 D) +5,50 a +8,00 (en pasos de 0,50 D)
Espesor Central (en -3,00 D)	0,07 mm
DK/t (en -3,00 D)	27
Zona Óptica	8,00 mm
Tinte de manipulación	Azul
Protección	Rayos UVA y UVB
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo mensual
Presentación	Caja de 6 ud



Características

Amplitud de parámetros

- Gran amplitud de parámetros disponibles.

Presentación

- Unidad de producto con 2 cajas de 3 lentes.

Diseño

- Toro interno.

Especificaciones de producto

De +6,00 a -8,00

Material	Methafilcon A
Hidratación	55%
Radio	8,70 mm
Diámetro	14,40 mm
Potencias	+6,00 a -6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,00 a -8,00 (en pasos de 0,50 D)
Opciones de cilindro	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25
Ejes	10° a 180° (en pasos de 10°)
DK/t (en -3,00 D)	18
Marca de orientación	Marca de localización a las 6
Tinte de manipulación	Azul
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo mensual
Presentación	2 cajas x 3 ud

HIDRO HEALTH

TORIC

- ✓ *Reemplazo mensual*
- ✓ *Tóricas*



HIDRO HEALTH

DAILIES

- ✓ *Reemplazo diario*
- ✓ *Asféricas*

Características

Comodidad

- Mejora el paso de oxígeno.
- Incrementa la hidratación.

Amplitud de parámetros

- Gran amplitud de parámetros disponibles.

Diseño

- Asférico.

Especificaciones de producto

De +6,00 a -10,00

Material	Ocufilcon D
Hidratación	55%
Radio	8,60 mm (potencias negativas) y 8,80 mm (potencias positivas)
Diámetro	14,20 mm
Potencias	-0,25 a -6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,00 a -10,00 (en pasos de 0,50 D) +0,25 a +5,00 (en pasos de 0,25 D) +5,00 a +6,00 (en pasos de 0,50 D)
Espesor Central (en -3,00 D)	0,07 mm
DK/t (en -3,00 D)	27
Zona Óptica	8,00 mm
Tinte de manipulación	Azul
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo diario
Presentación	Cajas de 30 y 90 ud



Características

Comodidad

- Bajo modulo de elasticidad. Hace que la lente sea más suave y flexible.
- Alto contenido en agua (55%). Mayor comodidad.
- Bordes redondeados. Minimiza la interacción con el párpado.
- No requiere una nueva adaptación para el usuario, porque se trata de un cambio natural.

Vision

- Sistema de neutralización de aberraciones. Nuevo diseño geométrico para aumentar la resolución de la imagen y neutralizar las aberraciones que aparecen de manera natural en el ojo.

Salud

- Altos valores de DK/t. Más oxigenación corneal.
- Con filtro UV Clase 1, que bloquea el 90% de rayos UVA y el 99% de rayos UVB.

Especificaciones de producto

De +8,00 a -12,00

Material	Fanfilcon A
Hidratación	55%
Radio	8,40 mm
Diámetro	14,20 mm
Potencias	-0,25 a -6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,00 a -12,00 (en pasos de 0,50 D) +0,25 a +6,00 (en pasos de 0,25 D) +6,00 a +8,00 (en pasos de 0,50 D)
DK/t	110
Módulo de elasticidad	0,6 MPa
Diseño óptico	Asférico superficie frontal
Espesor central (en -3,00 D)	0,08 mm
Diseño de los bordes	Redondeado
Protección UV	Clase 1
Tinte de manipulación	Azul
Presentación	Cajas de 6 ud

HIDRO HEALTH^{H2O}

SILICONE

- ✓ *Reemplazo mensual*
- ✓ *Hidrogel de silicona*
- ✓ *Asféricas*



Características

Comodidad

- Tecnología WetLoc™ de tratamiento no superficial que proporciona mayor humectabilidad.
- Bajo módulo de elasticidad (0,50): lente más blanda y más cómoda.
- Alto contenido en agua (56%).

Amplitud de parámetros

- Gran amplitud de parámetros disponibles.

Diseño

- esférico, para una mejor agudeza visual.

Especificaciones de producto

De +8,00 a -10,00

Material	Somofilcon A
Hidratación	56%
Radio	8,60 mm
Diámetro	14,10 mm
Potencias	-0,50 a -6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,00 a -10,00 (en pasos de 0,50 D) +0,50 a +6,00 (en pasos de 0,25 D) +6,00 a +8,00 (en pasos de 0,50 D)
Espesor Central (en -3,00 D)	0,07 mm
DK/t (en -3,00 D)	86
Módulo de elasticidad	0,5 MPa
Protección	Rayos UVA y UVB
Método de fabricación	Moldeada
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo diario
Presentación	Cajas de 30 ud

HIDRO HEALTH

SILICONE DAILIES

- ✓ *Reemplazo diario*
- ✓ *Hidrogel de silicona*
- ✓ *Asféricas*



Características

Comodidad

- Bajo módulo de elasticidad (0,50): lente más blanda y más cómoda.
- Alto DK/t (91).

Amplitud de parámetros

- Gran amplitud de parámetros disponibles.

Diseño

- Toro interno.

Especificaciones de producto

Material	Enfilcon A
Hidratación	46%
Radio	8,50 mm
Diámetro	14,50 mm
Potencias	+0,25 a +6,00 (en pasos de 0,25 D) -6,00 a -10,00 (en pasos de 0,50 D)
Opciones de cilindro	-0,75, -1,25, -1,75
Ejes	10° a 180° (en pasos de 10°)
DK/t (en -3,00 D)	91
Módulo de elasticidad	0,5 MPa
Marca de orientación	Marca de localización a las 6
Tinte de manipulación	Azul
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo mensual
Presentación	Caja de 6 ud

HIDRO HEALTH

SILICONE TORIC

- ✓ *Reemplazo mensual*
- ✓ *Hidrogel de silicona*
- ✓ *Tóricas*



El cilindro -2,25 está disponible para las potencias esféricas de -10,00 a +6,00 (en pasos de +/-0,25 entre +/-6,00) y en ejes de 10° a 180° (en pasos de 10°)

Características

Comodidad

- Bajo módulo de elasticidad (0,60): lente más blanda y más cómoda.
- Alto DK/t (90).
- Alta hidratación (55%).

Protección UV

- Protección UV mejorada con filtro Clase 1.

Borde redondeado

- Minimiza la interacción con los párpados.

Especificaciones de producto

De -0,25 a -6,00

Material	Fanfilcon A
Hidratación	55%
Radio	8,50 mm
Diámetro	14,50 mm
Potencias	-0,25 a -6,00 (en pasos de 0,25 D)
Opciones de cilindro	-0,75, -1,25, -1,75
Ejes	10° a 180° (en pasos de 10°)
DK/t (en -3,00 D)	90
Módulo de elasticidad	0,6 MPa
Marca de orientación	Marca de localización a las 6
Tinte de manipulación	Azul
Indicaciones de uso	Uso diario, reemplazo mensual
Presentación	Caja de 6 ud

HIDRO HEALTH^{H2O}

SILICONE TORIC








- ✓ Reemplazo mensual
- ✓ Hidrogel de silicona
- ✓ Tóricas



HIDRO HEALTH

CONTACT LENSES



NOMBRE	MATERIAL	DISEÑO	REEMPLAZO
 Hidro Health Biofresh	Ocufileon D	Asféricas	Mensual
 Hidro Health Toric	Methafilcon A	Tóricas	Mensual
 Hidro Health Dailies	Ocufileon D	Asféricas	Diario
 Hidro Health Silicone H2O	Fanfilcon A	Asféricas	Mensual
 Hidro Health Silicone Dailies	Somofilcon A	Asféricas	Diario
 Hidro Health Silicone Toric	Enfilcon A	Tóricas	Mensual
 Hidro Health Silicone Toric H2O	Fanfilcon A	Tóricas	Mensual

